

PRO SPIKE

Contenitore compatto per aghi usati



Pro Spike è un contenitore monouso di dimensioni ridotte; consente la raccolta differenziata di rifiuti acuminati e taglienti (aghi, bisturi) sul luogo dell'intervento. Ideato per la sicurezza dell'operatore, di ingombro ridotto, Pro Spike è sempre a portata d'uso.

Dotato di una funzionale chiusura di sicurezza e di un comodo sistema clip per il fissaggio alla cintura, negli zaini e in altre situazioni.

Realizzato in materiale plastico, può essere smaltito insieme al contenuto.

Etichettatura con simbologia dei rifiuti pericolosi.

TECHNICAL DATA

Dimensioni: 90 x 54 x h185 mm

Peso: 88 g

Pro Spike FG04590C